

TELE-VIEW® ENDOSCOPE À L'EXERCICE

**Portable
et facile à
utiliser**

**Nouveau: inclus
une vision
grand-angle et
haute définition!**

Articulation de
90° du bout de
l'endoscope
possible

La caméra
video
enregistre son
et image!

Ballon
d'irrigation
et batterie



Modèle mobile TV-506

Caractéristiques:

- » Léger, Appareil monté sur un licol
- » Haute résolution, Grand angle de vision
- » Enregistrements audios et videos sur une carte SD
- » Tube d'insertion mobile
- » Endoscope stable: image stable
- » L'appareil ne dépend pas du cavalier

Avantages:

- » Design simple et pratique
- » 'Goldstandard' pour le diagnostic des pathologies respiratoires hautes
- » Résultats obtenus en 30 minutes
- » Le cheval est examiné dans un environnement familier
- » Bien toléré par les chevaux

Le Tele-View Endoscope à l'exercice est une méthode simple et pratique pour diagnostiquer les pathologies respiratoires hautes. L'endoscopie à l'exercice est prouvée comme étant le Gold Standard pour le diagnostic des pathologies respiratoires hautes. L'endoscope est léger et monté sur un licol, de façon qu'il est très facile de le transférer d'un cheval à un autre. Le cavalier doit simplement travailler normalement son cheval.

Un fois l'endoscope placé devant le larynx, la portion distale peut être correctement positionnée via la console d'ajustement. L'endoscope donne une excellente vue du larynx au repos et à l'exercice. L'image obtenue et le son sont enregistrés sur une carte SD, placée dans la boîte d'enregistrement vidéo et sont ainsi facilement transférés sur un ordinateur. Le dernier modèle d'endoscope Tele-View contient un angle de vision très large et haute définition, ce qui procure une vidéo diagnostique d'excellente qualité au praticien.



"J'ai déjà utilisé plusieurs marques d'endoscopes dynamiques, et le Tele-View est un rêve comparé aux autres appareils! Pas de cables, pas de sac à dos, pas d'énerverment! Le nouvel endoscope articulé rend le positionnement beaucoup plus facile et précis. L'endoscope reste bien en place et mon taux d'images diagnostiques a augmenté considérablement!"

Traduction libre d'après un commentaire du Dr. Tom Russell, Victorian Equine Group, White Hills, VIC, Australien



TELE-VIEW®

ENDOSCOPE À L'EXERCICE

Caractéristiques de l'endoscope à l'exercice:

Poids du licol:	2 KG (4.4 lbs)
Diamètre du tube d'insertion	11.5 mm
Longueur du tube d'insertion:	Longueur de 106cm disponible
Source de lumière:	Lumières LED de haute intensité
Batterie de la source lumineuse:	NiMH 6V rechargeable
Chargeur de la batterie:	110V à 240v AC
Température de travail:	0° à 60°C
Ecran video (écran):	Ecran haute résolution 3.5"
Carte SD:	2 à 8 GB
Connexions:	Mini-USB, Sortie vidéo, Entrée 5 volts AC, Entrée 5 volts AC
Fonctions:	Image en direct, enregistrement, capture d'écran, son NTSC/PAL
Formate de vidéo:	NTSC/PAL
Batterie de la caméra:	Li-Polymer 3.7V rechargeables
Camera Power Supply:	AC 100-240V

"J'ai utilisé hier votre endoscope dynamique pour la première fois sur un cheval de course et il a parfaitement fonctionné! Le cheval a très bien supporté l'endoscope et le harnais. La chose la plus positive est que l'image était vraiment très, très stable, même à 25sec/1000m, l'image était parfaite! Je suis vraiment très content d'avoir choisi cet endoscope et voudrais vous remercier vous et votre équipe pour ce super outil diagnostic!"

Traduction libre du Dr. Olivier Brandenberger, Dr's. Leser, Korner & Brandenberger, Tierklinik WiedaGrund, Rotenburg, Deutschland

"Utilisé sur le premier cheval de course de 2ans aujourd'hui pour un diagnostique d'entrappement. A parfaitement fonctionné. Beaucoup de pression et de personnes en jeu, y compris leur vétérinaire. Je ne pourrais pas être plus heureux!! J'envoie le cheval au centre de chirurgie aujourd'hui."

Traduction libre d'après le Dr J.W. Clement, Lake Hamilton Equine Associates, Hot Springs, AR

"L'endoscope à l'exercice est très facile à utiliser et donne d'excellentes informations diagnostiques. Cela, combiné au prix attractif et au soutien technique incomparable, les cliniciens en ont pour leur argent!"

Traduction libre d'après un commentaire du Dr. Tom Russell, Victorian Equine Group, White Hills, VIC, Australien

"Je suis vraiment très content de l'endoscope dynamique Tele-View. Je le trouve très pratique d'utilisation, maintenant que j'ai surmonté mes premiers doutes concernant sa forme "pliée". Je trouve que la majorité des chevaux de sport et de course tolèrent bien l'endoscope. Les cavaliers sont ravis de ne pas devoir porter un sac à dos et d'être complètement indépendant par rapport à l'appareil. La qualité de l'image est bonne et le produit m'a permis d'observer des conditions que je n'aurais auparavant pu imaginer concernant certaines pathologies."

Traduction libre d'après un commentaire du Dr. Huw Llewellyn, B. Vet. Med., Kanada

Composants



Modèle TV-506



Larynx normal d'un cheval



Hémiplégie laryngée gauche



Boîte de transport solide



Partie distale de l'endoscope réglable
*uniquement pour TV-506

